

---

# GELOSE OXFORD

---

## DETECTION DES *LISTERIA*

### 1 DOMAINE D'UTILISATION

---

La gélose Oxford est un milieu sélectif utilisé pour l'isolement et la détection de *Listeria monocytogenes* et des autres *Listeria* dans les produits alimentaires, même fortement contaminés.

### 2 HISTORIQUE

---

Le milieu a été réalisé par Curtis *et al.* en 1988 pour l'isolement de *Listeria monocytogenes* à partir d'échantillons cliniques contenant une importante microflore contaminante. Dans la plupart des cas, les auteurs ont observé que les colonies de *Listeria* apparaissaient en 24 heures d'incubation et que les microorganismes associés étaient inhibés. Les études ont été fondées sur les travaux de Rodriguez (1984) qui le premier a utilisé l'esculine et les sels ferriques afin de visualiser *Listeria monocytogenes* par son caractère esculinase-positif. Cependant, beaucoup de milieux sélectifs pour *Listeria* qui contenaient de l'esculine, laissaient également cultiver les entérocoques. Curtis *et al.* ont démontré qu'en présence de chlorure de lithium, d'acriflavine, de cycloheximide, de colistine, de céfotétan et de fosfomycine, la microflore secondaire était inhibée.

### 3 PRINCIPES

---

La peptone favorise l'excellente croissance des *Listeria*.

L'extrait de levure est une source du complexe vitaminique B.

L'amidon représente la source énergétique du développement.

Le chlorure de sodium maintient l'équilibre osmotique.

Les *Listeria* hydrolysent l'esculine en glucose et en esculetine. Ce dernier composé forme un complexe noir en présence des ions ferriques apportés par le citrate de fer.

Le mélange inhibiteur est composé de trois antibiotiques (colistine, céfotétan et fosfomycine), d'un antifongique, du chlorure de lithium et d'un colorant antiseptique (acriflavine).

### 4 FORMULE-TYPE

---

La composition peut être ajustée/supplémentée de façon à obtenir des performances optimales.

Pour 1 litre de milieu complet :

- Peptones .....	23,0 g
- Amidon .....	1,0 g
- Chlorure de sodium .....	5,0 g
- Esculine .....	1,0 g
- Citrate ferrique ammoniacal.....	0,5 g
- Chlorure de lithium.....	15,0 g
- Cycloheximide*.....	400,0 mg
- Colistine sulfate .....	20,0 mg
- Céfotétan .....	2,0 mg
- Fosfomycine .....	10,0 mg
- Acriflavine .....	5,0 mg
- Agar agar bactériologique.....	13,0 g

pH du milieu prêt-à-l'emploi à 25 °C : 7,0 ± 0,2.

### Pour 58,5 g de base déshydratée BK250

- Peptones .....	23,0 g
- Amidon .....	1,0 g
- Chlorure de sodium .....	5,0 g
- Esculine .....	1,0 g
- Citrate ferrique ammoniacal .....	0,5 g
- Cycloheximide* .....	400,00 mg
- Acriflavine .....	5 mg
- Chlorure de lithium .....	15,0 g
- Agar agar bactériologique .....	13,0 g

### Pour un flacon de supplément BS106

- Colistine (sulfate) .....	10,0 mg
- Céfotétan .....	1,0 mg
- Fosfomycine .....	5,0 mg

\*Cycloheximide ou autre molécule équivalente

## 5 PREPARATION

### Préparation du milieu de base déshydraté

- Mettre en suspension 58,5 g de milieu déshydraté (BK250) dans 1 litre d'eau distillée ou déminéralisée.
- Porter lentement le milieu à ébullition sous agitation constante et l'y maintenir durant le temps nécessaire à sa dissolution complète.
- Répartir en flacons à raison de 100 mL par flacon.
- Stériliser à l'autoclave à 121 °C pendant 15 minutes.
- Refroidir et maintenir à 44-47 °C

✓ **Reconstitution :**  
58,5 g/L

✓ **Stérilisation :**  
15 min à 121 °C

### Préparation du milieu complète

- Réhydrater le supplément BS106 avec 5 mL d'eau distillée stérile.
- Agiter ou vortexer le flacon de supplément de façon à assurer une complète dissolution, tout en évitant la formation de mousse.
- Ajouter stérilement 1 mL de supplément par volume de 100 mL de base.
- Homogénéiser parfaitement.
- Couler en boîtes de Petri stériles.
- Laisser solidifier sur une surface froide.

✓ **Réhydratation :**  
5 mL eau

✓ **Ajout base :**  
1 mL / 100 mL

## 6 MODE D'EMPLOI

- Faire sécher les boîtes à l'étuve, couvercle entrouvert.
- Effectuer un isolement au moyen d'une anse bouclée, à partir d'un bouillon d'enrichissement sélectif.
- Incuber à 37 ± 1 °C pendant 24 à 48 heures.

✓ **Ensemencement :**  
En surface

✓ **Incubation :**  
24 h à 48 h à 37 °C

### Note :

Pour des aliments peu contaminés par une flore annexe, le milieu peut être incubé à 30 °C ou à 35 °C.

## 7 LECTURE

Après 24 heures d'incubation, les *Listeria* forment des colonies vert-olive entourées d'un halo noir. Après 48 heures, elles deviennent plus foncées avec un centre noir en creux et sont entourées de zones noires.

La gélose Oxford est un milieu très sélectif, cependant il est parfois possible d'observer des colonies de staphylocoques ou d'entérocoques (qui cultivent légèrement en donnant une faible coloration jaune ou noire, généralement après 30 à 40 heures d'incubation).

Voir ANNEXE 1 : SUPPORT PHOTO.

## 8 CONTROLE QUALITE

**Milieu de base déshydraté :** poudre beige, fluide et homogène.

**Supplément :** lyophilisat crème, donnant après reconstitution une solution limpide, incolore.

**Milieu préparé (complet) :** gélose jaune-vert à reflet bleuâtre.

Réponse culturale de croissance après 24-48 heures d'incubation à 37 °C :

Microorganismes		Croissance (Rapport de productivité : $P_R$ )	Caractéristiques
<i>Listeria monocytogenes</i> 4b	WDCM 00021	$P_R \geq 50 \%$	Colonies vert-olive avec halo noir
<i>Listeria monocytogenes</i>	WDCM 00109	$P_R \geq 50 \%$	Colonies vert-olive avec halo noir
<i>Escherichia coli</i>	WDCM 00013	Inhibée, score 0	-
<i>Enterococcus faecalis</i>	WDCM 00087	Inhibée, score 0	-

## 9 CONSERVATION

---

**Milieu de base déshydraté :** 2-30 °C.

**Supplément sélectif :** 2-8 °C.

Les dates de péremption sont mentionnées sur les étiquettes.

**Milieu de base préparé en flacons (\*) :** 180 jours à 2-8 °C.

**Milieu complet préparé en boîtes (\*) :** 30 jours à 2-8 °C.

**Supplément lyophilisé reconstitué (\*) :** 7 jours à 2-8 °C, à l'abri de la lumière.

(\*) Valeur indicative déterminée dans les conditions standards de préparation, suivant les instructions du fabricant.

## 10 PRESENTATION

---

**Milieu déshydraté : Gélose Oxford base**

Flacon de 500 g..... BK250HA

**Supplément sélectif pour gélose Oxford :**

Coffret de 10 flacons qsp 500 mL ..... BS10608

## 11 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

---

Curtis G.D.W., Mitchell R.G., King A.F., and Griffin E.J. 1989. A selective differential medium for the isolation of *Listeria monocytogenes*. Letters in Appl. Microb., 8: 95-98.

Curtis G.D.W., Nichols W.W., and Falla T.J. 1989. Selective agents for *Listeria* can inhibit their growth. Letters in Appl. Microb., 8: 169-172.

Tiwari, N.P. and Aldenrath S.G. 1990. Isolation of *Listeria monocytogenes* from Food Products on Four Selective Plating Media. Journ. of Food Protection, 53: 382-385.

Journal Officiel du 7 Avril 1992. Contrôle microbiologique des produits végétaux ou d'origine végétale. (arrêté du 13 mars 1992).

NF EN ISO 11290-1. Juillet 2017. Microbiologie de la chaîne alimentaire - Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de *Listeria monocytogenes* et *Listeria* spp. - Partie 1 : méthode de recherche.

## 12 AUTRES INFORMATIONS

---

Les mentions portées sur les étiquettes sont prédominantes sur les formules ou les instructions décrites dans ce document et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment, sans préavis.

Code document : FT\_GELOSE OXFORD\_BK250\_BS106\_v1(fr)

Date création : 01-2026

Date de révision :

Motif de révision :

**Gélose OXFORD**

Détection et dénombrement des *Listeria*

**Lecture :**

Croissance obtenue après 48 heures d'incubation à 37 °C.

***Listeria monocytogenes***  
Colonie caractéristique :  
couleur vert-olive à centre noir en  
creux entourée d'un halo noir

