


BagPage® +

Sac-filtre pleine page pour malaxeur, filtre microperforé

Réf. 121 025 (100 mL) - Réf. 122 025 (400 mL) - Réf. 122 200 (2000 mL) - Réf. 123 010 (3500 mL)



Certification :



Fabrication :



BagPage® + est un sac pour malaxeur avec un filtre microperforé pleine page. La filtration est instantanée sans risque de contaminations croisées. Un système unique de soudure sur le sac permet de pipeter sans erreur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Sac avec filtre pleine page
- Pour tous types d'échantillon (fibreuse, pâteux...)
- **Multilayer®** : complexe multicouches renforcé
- Filtre pleine page micro-perforé, calibré
- Porosité du filtre 280 micromètres
- Rigide et transparent
- Résistant à la congélation et aux températures élevées (de -40°C à 80°C / -40°F à 176°F)
- Pas de contact entre l'échantillon et le malaxeur pendant l'homogénéisation de l'échantillon
- Compatible tout malaxeur de laboratoire
- Traité par rayons Gamma 5 à 12 kGy, avec certificat
- Durée de conservation : 10 ans
- Mode de conservation : dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière
- Disponible en 100/400/2000/3500 mL

- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Approuvé contact alimentaire – Règlement CE N° 1935/2004
- Conçu et fabriqué en France

BagPage® 100

Réf. : 121 025

- Volume max pour le malaxage : 100 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 5 - 50 mL
- Dimensions sac : 95 x 180 mm
- Dimensions carton : 35 x 21 x 11 cm, poids : 1,90 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagPage® + 400

Réf. : 122 025

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Dimensions sac : 190 x 300 mm
- Dimensions carton : 34 x 22 x 26 cm, poids : 5,90 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagPage® + 2000

Réf. : 122 200

- Volume max pour le malaxage : 2000 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 400 - 1500 mL
- Dimensions sac : 250 x 380 mm
- Dimensions carton : 48 x 29 x 14 cm, poids : 5 kg
- Pochette de 25
- Carton de 250

BagPage® + 3500

Réf. : 123 010

- Volume max pour le malaxage : 3750 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 400 - 3750 mL
- Dimensions sac : 380 x 600 mm
- Dimensions carton : 41 x 34 x 12 cm, poids : 4,80 kg
- Pochette de 10
- Carton de 100

BagPage® + 400 non marqué

Réf. : 122 000

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Dimensions sac : 190 x 300 mm
- Dimensions carton : 34 x 22 x 26 cm, poids : 5,90 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500