


BagLight® PolySilk®

Sac pour malaxeur sans filtre, transparent

Réf. 131 025 (100 mL) - Réf. 132 025 (400 mL) - Réf. 132 050 (400 mL) - Réf. 132 200 (2000 mL)
Réf. 133 025 (3500 mL) – Réf. 132 525 non-marqué (400 mL)



Certification :



Fabrication :



BagLight® PolySilk® est un sac pour malaxeurs sans filtre. Il est idéal pour la préparation de l'échantillon.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Sac sans filtre
- PolySilk®, complexe polyoléfine
- Flexible et transparent
- Résistant à la congélation et aux températures élevées (de -40 °C à 80 °C / -40 °F à 176 °F)
- Pas de contact entre l'échantillon et le malaxeur pendant l'homogénéisation de l'échantillon
- Compatible tout malaxeur de laboratoire
- Disponible en 100/400/2000/3500 mL

- Traité par rayons Gamma 5 à 12 kGy, avec certificat
- Durée de conservation : 10 ans
- Mode de conservation : dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière

- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Approuvé contact alimentaire – Règlement CE N° 1935/2004
- Conçu et fabriqué en France

BagLight® PolySilk® 100

Réf. : 131 025

- Volume max pour le malaxage : 100 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 5 - 50 mL
- Dimensions sac : 110 x 200 mm
- Dimensions carton : 31 x 22 x 7 cm, poids : 1,80 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagLight® PolySilk® 400

Réf. : 132 025

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Dimensions sac : 175 x 300 mm
- Dimensions carton : 35 x 21 x 11 cm, poids : 4,10 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagLight® PolySilk® 400

Réf. : 132 050

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Dimensions sac : 175 x 300 mm
- Dimensions carton : 35 x 21 x 11 cm, poids : 4,10 kg
- Pochette de 50
- Carton de 500

BagLight® PolySilk® 2000

Réf. : 132 200

- Volume max pour le malaxage : 2000 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 400 - 1500 mL
- Dimensions sac : 250 x 380 mm
- Dimensions carton : 48 x 29 x 14 cm, poids : 10,2 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagLight® PolySilk® 3500

Réf. : 133 025

- Volume max pour le malaxage : 3750 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 400 - 3750 mL
- Dimensions sac : 380 x 560 mm
- Dimensions carton : 41 x 34 x 12 cm, poids : 7,70 kg
- Pochette de 25
- Carton de 250

BagLight® PolySilk® 400 non-marqué

Réf. : 132 525

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Dimensions sac : 175 x 300 mm
- Dimensions carton : 35 x 21 x 11 cm, poids : 4,10 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500