



ALLIANCE
BIO EXPERTISE
Connected Microbiology



AIRWEL[®]

Bio-collecteur





AIRWEL®


Augmentez votre
productivité
qualité
traçabilité

**ADAPTABLE À TOUT
VOS BESOINS**

BOITES DE PÉTRI :
90 mm
55 mm

DÉBIT D'AIR :
100L / min
200L / min

TRAÇABILITÉ COMPLETE
GMP/GLP – 21 CFR PART 11



IMPORT DE DONNÉES
Lecteur de code-barres
Bluetooth



EXPORT DE DONNÉES

EXCLUSIF

**AUTO TEST DU DÉBIT D'AIR
IN SITU**

Contrôlez votre débit d'air
quand vous voulez !

N'attendez plus la calibration
annuelle pour le vérifier

Évitez les échantillons invalides liés
à la déviation du débit d'air !

GESTION DE LA SECURITÉ

Mots de passe en cascade
3 niveaux :
Opérateur – Manager - Service



HERMÉTIQUE
Protection contre la poussière et l'eau - IP65

CHARGEUR DE BATTERIE SANS FIL

PEINTURE ANTIBACTERIENNE

SERVICES
Calibration par le fabricant ou votre revendeur
Qualification : protocoles QI/QO/PQ

CONNECTED
MICROBIOLOGY





SPÉCIFICATIONS

AIRWEL®



CONFORMITÉ	AIRWEL	AIRWEL+
IP65		✓
ISO14698 / ISO17025	✓	✓
USP797 / USP116	✓	✓
EU GMP / GLP	✓	✓
21 CFR PART 11	✓	✓
TRAÇABILITÉ		
Module Bluetooth	✓	✓
Logiciel PC	✓	✓
App. Android (PC / Smartphone / tablette)	✓	✓
CALIBRATION		
Auto test In Situ (option)		✓
Par A.B.E ou revendeur	✓	✓
AVANTAGES		
Mots de passe en cascade		✓
Chargeur à induction sans fil		✓
Autonomie de la batterie	Plus de 10 heures	
Boîtes de Pétri	90 mm ou 55 mm	
Type de grille	Acier inoxydable ou polyester jetable	
Débit d'air	100L ou 200L / min	
Malette de transport	Légère	Rigide
Mode d'aspiration	Ininterrompu	Fragmenté
Peinture antibactérienne	✓	✓
DIMENSIONS		
I x H x L	130 x 330 x 150 mm	
Poids	1.6 kg	
Puissance électrique / Consommation	120-230 V – 50-60HZ / 120W	
Fabriqué en U.E	✓	✓



 **ALLIANCE
BIO EXPERTISE**

« Fort de l'expérience et des compétences de nos collaborateurs, nous, ALLIANCE BIO EXPERTISE, aux côtés de nos clients et partenaires, avons décidé de fabriquer des automates de microbiologie autour de valeurs essentielles : L'Orientation Client, le Service, la Loyauté et l'Innovation. »

**CONTACTEZ NOUS POUR UNE
DÉMONSTRATION PERSONNALISÉE !**

ZI de courbouton, Le Tremplin – 35480 GUIPRY – France
E-mail : contact@abioexpertise.com
Téléphone : +33(0)2.40.51.79.53
alliance-bio-expertise.com

Suivez-nous sur 

