

Objet : Modification de la formulation de l'agar et du supplément Biokar Oxford

Cher client,

Nos dossiers indiquent que vous utilisez actuellement la gélose et/ou le supplément Biokar Oxford.

Dans le cadre de notre engagement envers l'amélioration continue, nous sommes heureux de vous informer d'un changement à venir concernant les références de l'agar OXFORD et des suppléments, qui seront désormais non-CMR (cancérigènes (C), mutagènes (M) ou toxiques pour la reproduction).

Les performances du milieu restent inchangées.

Les modifications apportées à la formulation sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Nom du produit	Référence actuelle	Nouvelle référence	Différence
Gélose Oxford - Milieu déshydraté	BK110HA	BK250HA	L'acriflavine et le cycloheximide sont désormais ajoutés à la poudre déshydratée.
Supplément sélectif Oxford	BS00308	BS10608	<ol style="list-style-type: none">L'acriflavine et la cycloheximide sont retirées du supplément.Réhydratation avec 5 ml d'eau distillée stérile au lieu de la solution eau/éthanol.

***NOTE IMPORTANTE : Le supplément BS00308 ne peut pas être utilisé avec le milieu BK250HA et le supplément BS10608 ne peut pas être utilisé avec le milieu BK110HA.**

Ce changement entrera en vigueur en février 2026.

Nous vous remercions de votre patience pendant cette transition et si vous avez des questions, veuillez contacter notre service à la clientèle.

Sincèrement,



Louise Beaupré
Directrice de la qualité