

BagFilter® Pipet Breveté

Sac-filtre latéral pour malaxeur avec accès pipette

Réf. 111 710 (400 mL)



Certifications :



Fabrication :



BagFilter® Pipet est un sac-filtre avec un filtre latéral non-tissé pour toutes les analyses microbiologiques. Le sticker repositionnable permet les pipetages successifs. Les risques de contaminations croisées sont nettement réduits par l'utilisation des pipettes cônes pour le pré-enrichissement des pathogènes. La faible hauteur de pipetage réduit les risques de TMS (troubles musculo-squelettiques). La filtration est instantanée, sans contamination croisée.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sac avec filtre latéral non-tissé
 - **Sticker repositionnable pour pipetage facile avec micropipette cône**
 - Compatible avec **BagRack® Slide** (Réf. 221 440) et **BagClip®** (Réf. 221 040)
 - Réduit les risques de contaminations croisées avec les pipettes cônes pour le pré-enrichissement des pathogènes
 - Réduit les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS)
 - Pour tous types d'échantillons (fibreux, pâteux, ...)
 - **Multilayer®** : complexe multicouches renforcé
 - Filtre latéral non-tissé
 - Porosité du filtre : < 250 micromètres
 - Rigide et transparent
 - Résistance aux températures : de -20°C à 45°C (48h) / 80 °C (4h) - de -4°F à 113°F (48h) / 176°F (4h)
 - Pas de contact entre l'échantillon et le malaxeur pendant l'homogénéisation de l'échantillon
 - Compatible tout malaxeur de laboratoire
 - Breveté
 - Traité par rayons Gamma 5 à 12 kGy, avec certificat
 - Durée de conservation : 5 ans
 - Mode de conservation : dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière
 - Disponible en 400 mL
-
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
 - Approuvé contact alimentaire – Règlement CE N° 1935/2004
 - Conçu et fabriqué en France

BagFilter® Pipet 400

Réf. 111 710

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Volume optimal pour le pipetage : 250 mL
- Dimensions sac : 190 x 300 mm
- Dimensions carton : 35 x 22 x 15 cm, poids : 5,40 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500